

MECHANIK 3000 auf neuen Server migrieren

Auf dem neuen Server muss alle erforderliche Software installiert sein. SQL Server, SQL Management Studio usw.

Firewall deaktiviert oder für SQL Server konfiguriert.

Die Freigabe für *INTEGRAL* muss auf dem neuen und alten Server identisch sein.

Das zugeordnete Laufwerk z.B. I:\ darf nicht geändert werden.

Das Mapping für die Freigabe muss via GPO oder Script beim Anmelden des Users automatisch erfolgen.

Vorab sind alle Daten aus dem freigegebenen Ordner INTEGRAL auf den neuen Server zu kopieren.

Die SQL - Datenbanken werden von uns kopiert und auf den neuen Server verschoben.

Während diesem Vorgang kann nicht MECHANIK 3000 nicht verwendet werden. Zeitbedarf Annahme ca. 1 - 3 Stunden.

Das bisher verwendete Login für den SQL Server muss auf dem neuen SQL Server vorhanden sein oder ein anderes erstellt sein.

Wenn Sie ein neues Login verwenden, müssen sie uns darüber informieren.

Nachdem die SQL-Datenbanken auf den neuen Server verschoben sind, muss ein Wartungsplan erstellt werden – Ausführung des Wartungsplanes täglich.

Die SQL-Datenbanken müssen mit geeigneter Software täglich gesichert werden.


Die Freigabe *INTEGRAL* und alle anderen zusätzlich erforderlichen Datenbanken müssen ebenfalls täglich gesichert werden.

Der neue Server muss periodisch überwacht werden. Allfällige Ressourcen-Engpässe müssen behoben werden.

Senden sie uns keine Zugangsdaten via Email.

Unterschrift:

MECHANIK 3000 auf neuen Server migrieren



Wir benötigen vollen Admin Zugriff auf den neuen sowie alten Server.

Unterschreiben Sie beide Blätter und senden Sie diese an:

mail@integral-concept.ch

Nach Erhalt nehmen wir mit dem verantwortlichen Mitarbeiter Kontakt für eine definitive Terminbestätigung der Migration auf:

MECHANIK 3000 Kunde:

Verantwortliche IT-Firma:

Mitarbeiter:

Telefon (direkt) :

Wunschtermin/-zeit:

MO-FR 8:00-11:00 und 13:30 – 16:00

Ort, Datum:

Unterschrift: